

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

RP245-7	Cintura di sicurezza per carrozzina - KOALA
---------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo indicato per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento di pazienti seduti su carrozzina, sedia comoda o seggiolone.

Caratteristiche principali

Indicata per evitare lo scivolamento in avanti di pazienti seduti su carrozzina o sedia comoda, di facile fissaggio, in nylon resistente con **chiusura** di sicurezza **tipo auto** (RP245) o con **fibbia a scatto** e passante regolabile (RP247).

Immagine prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	13356
Codice Classificazione CND	Y122406
Codice nomenclatore	12.24.06.136
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

MATERIALI

Nastro di fissaggio	Poliestere
---------------------	------------

CARATTERISTICHE

Punti di fissaggio	1
Misura	Unica
Lavaggio	A mano 30°

DIMENSIONI PRODOTTO

