


SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

RP405	Rialzi per water MOPEDIA
Destinazione d'uso	
L'alzawater MOPEDIA è un ausilio destinato ad aiutare persone con difficoltà di movimento nell'uso del wc	
Caratteristiche principali	
I rialzi MOPEDIA possono essere montati con sicurezza su tutti i tipi di water tramite le due staffe laterali in plastica regolabili in larghezza. Il disegno ergonomico della seduta offre un maggior comfort all'utente grazie alla riduzione della pressione di appoggio. Il profilo della seduta con una leggera inclinazione negativa facilita una postura corretta, riduce la flessione dell'anca e delle ginocchia. Per consentire una facile accessibilità per l'igiene personale il rialzo è dotato di apertura frontale e posteriore.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	ROMANIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31057
Codice di classificazione CND	Y091209
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.15.003
Repertorio dei Dispositivi Medici	2184369
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso massimo	225 Kg
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Composizione	Polipropilene

DIMENSIONI				
CODICI	RP405-5 RP415-5	RP405-10 RP415-10	RP405-15 RP415-15	
Dimensioni esterne	 L: 39 cm			
	 P: 39 cm			
Bordo inferiore di inserimento all'interno del wc				
 (immagini a scopo illustrativo)	A: 27,3 cm	A: 28,5 cm	A: 27,3 cm	
	B: 20,3 cm	B: 21,5 cm	B: 20,3 cm	
VARIANTI				
RP405-5 – Altezza 5 Cm		RP405-10 – Altezza 10 Cm		
RP405-15 – Altezza 15 Cm				