

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 06 – 07.09.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RP4xx	Rialzi per water MOPEDIA
Destinazione d'uso	
Rialzo per water	
Caratteristiche principali	
I rialzi MOPEDIA possono essere montati con sicurezza su tutti i tipi di water tramite le due staffe laterali in plastica regolabili in larghezza. Il disegno ergonomico della seduta offre un maggior comfort all'utente grazie alla riduzione della pressione di appoggio. Il profilo della seduta con una leggera inclinazione negativa facilita una postura corretta, riduce la flessione dell'anca e delle ginocchia. Per consentire una facile accessibilità per l'igiene personale il rialzo è dotato di apertura frontale e posteriore	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31057
Codice di classificazione CND	Y091209
Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)	3076797
Conformità CE	MDR 2017/745
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso massimo	250 Kg – (RP418/420 : 110 Kg)
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Composizione	Polipropilene
VARIANTI	
RP400 – 6 Cm	RP410 – 6 Cm con coperchio
RP401 – 10 Cm	RP411 – 10 Cm con coperchio
RP402 – 14 Cm	RP412 – 14 Cm con coperchio
RP420 – 13 Cm con braccioli	RP418 – 12 Cm blocco frontale