

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 07.09.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RP410	Rialzi per water MOPEDIA con coperchio
Destinazione d'uso	
L'alza water MOPEDIA è un ausilio destinato ad aiutare persone con difficoltà di movimento nell'uso del wc.	
Caratteristiche principali	
I rialzi MOPEDIA possono essere montati con sicurezza su tutti i tipi di water tramite le due staffe laterali in plastica regolabili in larghezza. Il disegno ergonomico della seduta offre un maggior comfort all'utente grazie alla riduzione della pressione di appoggio. Il profilo della seduta con una leggera inclinazione negativa facilita una postura corretta, riduce la flessione dell'anca e delle ginocchia. Per consentire una facile accessibilità per l'igiene personale il rialzo è dotato di apertura frontale e posteriore.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31057
Codice di classificazione CND	Y091209
Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)	3076799
Conformità CE	MDR 2017/745
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso massimo	136 Kg
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Composizione	Polipropilene
VARIANTI	
RP410-6 – Altezza 6 Cm con coperchio	RP410-10 – Altezza 10 Cm con coperchio
RP410-14 – Altezza 14 Cm con coperchio	