

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 02 – 26.06.2026	

RP505	Rollator 4 ruote in alluminio – SOLE
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Rollator pieghevole in alluminio verniciato da interni. 4 ruote di Ø 20 cm. Ruote frontali piroettanti e ruote posteriori fisse. Dotato di freno a leva unica sulle ruote posteriori. Maniglia di spinta unica regolabile in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Vassoio trasparente. Fornito con borsa porta oggetti.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2417782
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.06.006
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	136 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI										
Tubo					Alluminio					
Impugnatura					Polipropilene					
Ruote					PU					
DIMENSIONI										
										
RP505	75	86 97	69 vassoio	57	40	95x56x34cm	6,8			