

RP520
Rollator 4 ruote – ATLANTE
Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Rollator pieghevole in alluminio verniciato. 4 ruote di Ø 20 cm in EVA. Ruote frontali piroettanti con forca completa di catarifrangente e ruote posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort, complete di catarifrangente. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Schienale imbottito in EVA, seduta imbottita, rivestita di PVC. Fornito con cestino porta oggetti.


Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>31120</i>
Codice di classificazione EMDN – CND	<i>Y120609</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>241781</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.06.09.009</i>
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	<i>12.06.09.003</i>
Norma tecnica di riferimento	<i>ISO 11199 – 2:1999</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	<i>136 Kg</i>
Dimensione seduta	<i>38 x 34 Cm</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	<i>Alluminio</i>
Impugnatura	<i>Polipropilene</i>
Seduta	<i>PVC</i>
Ruote	<i>E.V.A.</i>
DIMENSIONI	
	
68	80÷93
56	61
46	26
8,4 Kg	20
20	136 Kg
RICAMBI PRINCIPALI	
RPR223N	<i>Seduta imbottita</i>
RPR200N	<i>Kit freno + cavetto singolo</i>
RPR237N	<i>Cestino porta oggetti</i>
RPR306N	<i>Ruota in EVA</i>