

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 06 – 26.06.2026	

RP520	Rollator 4 ruote – ATLANTE
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Rollator pieghevole in alluminio verniciato. 4 ruote di Ø 20 cm in EVA. Ruote frontali piroettanti con forca completa di catarifrangente e ruote posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort, complete di catarifrangente. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Schienale imbottito in EVA, seduta imbottita, rivestita di PVC. Fornito con cestino porta oggetti.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	241781
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.09.003
Norma tecnica di riferimento	ISO 11199 – 2:1999
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	136 Kg
Dimensione seduta	38 x 34 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI					
Tubo	Alluminio				
Impugnatura	Polipropilene				
Seduta	PVC				
Ruote	E. V.A.				
DIMENSIONI					
					
	68	80÷93	56	61	46
					
RPR223N	26	8,4 Kg	20	20	136 Kg
RPR200N	Kit freno + cavetto singolo				
RPR237N	Cestino porta oggetti				
RPR306N	Ruota in EVA				