

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RP523	Rollator 4 ruote in alluminio – GALATEA
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Rollator pieghevole in alluminio verniciato. 4 ruote di Ø 20 cm. Ruote frontali piroettanti e ruote posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Schienale imbottito ribaltabile ed estraibile. Seduta regolabile in altezza, rigida con rivestimento morbido asportabile. Fornito con cestino in tessuto porta oggetti.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2417787
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.09.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	136 Kg
Dimensione seduta	37 x 24 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI										
Tubo				Alluminio						
Impugnatura				Polipropilene						
Seduta				Spalmato di PVC						
Ruote				PU						
DIMENSIONI										
										
RP523	70 80	85 102	54 61	64	47	95x58x33cm	7,4	20	20	136 kg