

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 03 – 26.06.2026	

RP540	Rollator 4 ruote – GAYA 2.0
--------------	------------------------------------

Destinazione d'uso

I rollator della linea MOPEDIA sono destinati alla mobilità di persone con difficoltà motorie per facilitarne la deambulazione.

Caratteristiche principali

Rollator pieghevole con struttura in tubo di alluminio verniciato con seduta inclusa. Completo di pedane ribaltabili con poggipiedi in plastica e cinturino fermapièdi. 4 Ruote di Ø 20 cm in PU. Ruote frontali piroettanti con forca completa di catarifrangente, ruote posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza, complete di catarifrangente. Schienale reversibile per doppia funzione rollator-carrozzina. Dotato di porta bastone/stampella, seduta e borsa. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2417818
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.09.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	136 Kg
Dimensione seduta	45 x 31 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI										
Tubo					Alluminio					
Impugnatura					Polipropilene					
Ruote					PU					
DIMENSIONI										
Misure in cm										
RP540	75	85÷97	55	63	52	28	9,6	20	20	Portata MAX 136