

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 04 – 26.06.2026	

RP545	Rollator 4 ruote – OCEANO 2.0
--------------	--------------------------------------

Destinazione d'uso

I rollator della linea MOPEDIA sono destinati alla mobilità di persone con difficoltà motorie per facilitarne la deambulazione.

Caratteristiche principali

Rollator pieghevole con struttura in tubo di alluminio verniciato con seduta inclusa. Dotato di 4 ruote da Ø 20 cm, le frontali piroettanti con forca completa di catarifrangente e le posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort complete di catarifrangente. Completamente pieghevole per essere trasportato e riposto in pochissimo spazio. Completo di seduta, schienale, borsa e porta bastone/stampella. Disponibile in tre colori.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2417822
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.09.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportabile	136 Kg
Dimensione seduta	45 x 20 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio
Impugnatura	Polipropilene
Ruote	PVC

DIMENSIONI										
Misure in cm										 Portata MAX
RP545	69	79÷92	54	62	47	27	7,6	20	20	136
VARIANTI										
RP545A – Arancio					RP545G – Grigio					
RP545V – Verde					RP545B – Blu					
RP545L – Lime										