

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 03 – 26.06.2026	

RP682	Rollator 2 ruote – NETTUNO
--------------	-----------------------------------

Destinazione d'uso

I rollator della linea MOPEDIA sono destinati alla mobilità di persone con difficoltà motorie per facilitarne la deambulazione.

Caratteristiche principali

Rollator pieghevole con struttura in tubo di acciaio verniciato con seduta inclusa. Due puntali posteriori, due ruote frontali fisse. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31119
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2417906
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.06.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	136 Kg
Dimensione seduta	41 x 20 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Acciaio
Impugnatura	Polipropilene
Ruote	E.V.A.

DIMENSIONI										
Misure in cm										
RP682	59	73,5÷94	52	51	47	13*	8,9	11,5	-	136

* *Maniglie rimosse*