

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

RP685	Rollator 3 ruote – CRYO
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Rollator pieghevole in tubo di acciaio verniciato. 3 ruote di Ø 20 cm, di cui 2 ruote posteriori fisse e 1 ruota frontale piroettante con forca in acciaio. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Fornito con cestino portaoggetti in metallo, vassoio (portata max 5 kg) e borsa.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31119
Codice di classificazione CND	Y120606
Repertorio dei Dispositivi Medici	2417921
Codice nomenclatore	12.06.09.009 – Riconducibile
Norma tecnica di riferimento	ISO 11199 – 2
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	136 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI									
Tubo					Acciaio				
Impugnatura e seduta (se presente)					Polipropilene				
Ruote					T.P.R.				
VARIANTI									
RP685B – Colore BLU									
DIMENSIONI									
									
RP685B	56	81 96	66	33	28	7,3	20	20	136
PARTI DI RICAMBIO									
RPR200					Kit freno + cavetto singolo				
RPR235					Cestino porta oggetti				
RPR240					Borsa porta oggetti				
RPR230					Vassoio				
RPR210					Ruota in TPR				