

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RP688	Rollator 4 ruote in acciaio – DYONE 2.0
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Rollator pieghevole in tubo di acciaio verniciato. 4 ruote piene di Ø 20 cm. Ruote frontali piroettanti, ruote posteriori fisse. Dotato di freni sulle ruote posteriori a doppia funzione. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Fornito con sedile, vassoio e cestino porta oggetti.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN - CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2636807
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.09.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	130 Kg
Dimensione seduta	38 x 18 x 2 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI										
Tubo	Acciaio									
Impugnatura	Polipropilene									
Seduta	PU									
Ruote	PU									
VARIANTI										
RP688V – Verde	RP688A – Arancio									
RP688L – Lavanda										
DIMENSIONI										
MISURE IN CM										 Portata MAX
RP688V RP688L RP688A	64,5	78 95	59 seduta 61 sopra vassoio	58	43,5	59x27x78	9	20	20	130