

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 05 – 26.06.2026

RP689	Rollator 4 ruote in acciaio – DYONE 1.0
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Rollator pieghevole in tubo di acciaio verniciato. 4 ruote piene di Ø 20 cm. Ruote frontali piroettanti, ruote posteriori fisse. Dotato di freni sulle ruote posteriori a doppia funzione. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Fornito con sedile, vassoio e cestino porta oggetti.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN - CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2369936
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.09.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	130 Kg
Dimensione seduta	38 x 18 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI										
Tubo						Acciaio				
Impugnatura						Polipropilene				
Seduta						PU				
Ruote						PU				
DIMENSIONI										
Misure in CM										 Portata MAX
RP689	64,5	78 95	59 seduta 61 sopra vassoio	60	40	59x22x65	9	20	20	130