

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 07 – 26.06.2026	

RP691	Rollator 4 ruote – ERA
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Rollator pieghevole in tubo di acciaio verniciato. 4 ruote piene di Ø 20 cm. Ruote frontali piroettanti, ruote posteriori fisse. Impugnature con appoggi antibrachiali e freni doppia funzione sugli appoggi. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Fornito con sedile, vassoio e cestino porta oggetti.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2417939
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.09.003
Norma tecnica di riferimento	ISO 11199 – 2

CARATTERISTICHE TECNICHE										
Peso Max supportabile						136 Kg				
Dimensione seduta						38 x 16 Cm				
Confezionamento						Polietilene stampato / Scatola di Cartone.				
MATERIALI PRINCIPALI										
Tubo						Acciaio				
Impugnatura e seduta (se presente)						Polipropilene				
Ruote						T.P.R.				
DIMENSIONI										
										
RP691	64	98-120	61	60	44	31	10 Kg	20	20	136 Kg