

RP70xx

Stampelle avambraccio

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Tubo in alluminio anodizzato leggero. L'impugnatura anatomica antiscivolo è stampata ad iniezione ed è composta da un'unica parte per offrire comfort e sicurezza. Regolazione dell'altezza. Disponibile in ARGENTO, BLU, ROSSO, VERDE

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione CND	Y120306
Codice nomenclatore	12.03.06.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo impugnatura	Anatomica
Altezza impugnatura	73 – 98,5 cm standard / 65 – 80 bambini
Numero di incrementi in altezza	10 / 6 bambini
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Peso Max Sopportabile	100 / 80 Kg
Dimametro tubo	18 – 22 mm
Confezionamento	Polietilene stampato.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio Tipo 6061-T6
Impugnatura	Polipropilene
Puntale	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI

Peso	1050g. / 800g. bambini
Altezza stampella	95 - 120,5 Cm / 77 – 92 Bambini

VARIANTI PRODOTTO

RP701A – Colore Argento	RP701B – Colore Blu
RP701R – Colore Rosso	RP701V – Colore Verde
RP705A – Con Ammortizzatore	RP700B – Bambini colore Blu
RP700G – Bambini colore Giallo	RP700R – Bambini colore Rosso