

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

RP705A	Stampelle avambraccio con ammortizzatore
---------------	---

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Tubo in alluminio anodizzato leggero. L'impugnatura anatomica antiscivolo è stampata ad iniezione ed è composta da un'unica parte per offrire comfort e sicurezza. Regolazione dell'altezza. Disco catarifrangente posto anteriormente all'impugnatura. Dotata di ammortizzatore

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31113
Codice di classificazione CND	Y120306
Repertorio dei Dispositivi Medici	1947254
Codice nomenclatore DM 332/99	12.03.06.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.03.06.006
Norma tecnica di riferimento	EN 11334-1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo impugnatura	<i>Anatomica con appoggio morbido</i>
Peso Max Sopportabile	<i>100</i>
Dimametro tubo	<i>18 – 22 mm</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	<i>Alluminio Tipo 6061-T6</i>
Impugnatura	<i>Polipropilene</i>
Puntale	<i>Gomma Antiscivolo</i>

PESO E DIMENSIONI

Peso	<i>1100g.</i>
Altezza impugnatura	<i>74 – 97 cm</i>
Numero di incrementi in altezza	<i>10</i>
Altezza degli incrementi	<i>2,5 Cm</i>