

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 06 – 26.06.2026

RP706	Stampelle avambraccio
-------	-----------------------

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Tubo in alluminio anodizzato leggero. L'impugnatura anatomica antiscivolo è stampata ad iniezione ed è composta da un'unica parte per offrire comfort e sicurezza. Regolazione dell'altezza.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione EMDN - CND	Y12030601
Codice nomenclatore DM 332/99	12.03.06.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.03.06.003
Repertorio dei Dispositivi Medici	2417315
Norma tecnica di riferimento	EN 11334-1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo impugnatura	Anatomica
Numero di incrementi in altezza	10
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Peso Max Sopportabile	136 Kg
Diametro tubo	19 – 22 mm
Confezionamento	Polietilene stampato.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio
Impugnatura	Polipropilene
Puntale	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI	
Altezza impugnatura	74 - 97 cm
Peso	1250 g
Altezza stampella	93,5 -116,5 Cm
VARIANTI PRODOTTO	
RP706B – Colore blu e grigio	RP706N – Colore nero
RP706NB – Colore nero e blu	RP706V – Colore verde e grigio