

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 05 – 26.06.2026

RP715	Tripode regolabile in altezza bambini
--------------	--

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Tripode base larga con manico chiuso, impugnatura anatomica. Interamente realizzato in alluminio leggero anodizzato. Puntali antiscivolo in gomma morbida. Regolabile in altezza da 66 a 73 cm.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	31116
Codice Classificazione EMDN - CND	Y120315
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.03.15.003
Codice Nomenclatore DPCM 12/01/2017	12.03.16.003
Repertorio Dispositivi Medici	2421661

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo impugnatura	Anatomica manico chiuso
Numero di incrementi in altezza	4
Peso Max sopportabile	80 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio Tipo 6061-T4
Appoggio	Polipropilene
Puntale	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI	
Peso	490 g
Altezza	66 - 73 cm <i>Regolabile</i>
Base	27 x 19 cm
VARIANTI TRIPODI	
RP715 – Bambini	RP721 – Adulti manico chiuso
RP720 – Adulti manico aperto	RP719 – Adulti brachiale