

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 05 – 29.07.2021	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP720	Tripode regolabile in altezza
-------	-------------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Tripode base larga con manico aperto, impugnatura anatomica. Interamente realizzato in alluminio leggero anodizzato. Puntali antiscivolo in gomma morbida. Regolabile in altezza da 75 a 97 cm.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	31116
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.03.15.003
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.03.16.003
Codice Classificazione CND	Y120305
Repertorio Dispositivi Medici	10216

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo impugnatura	Manico aperto
Numero di incrementi in altezza	10
Peso Max sopportabile	130 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio Tipo 6061-T4
Appoggio	Polipropilene
Puntale	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI	
Peso	640 g
Altezza	75 – 97 cm <i>Regolabile</i>
Base	30 x 21,5 cm
VARIANTI TRIPODI	
RP715 – Bambini	RP721 – Adulti manico chiuso
RP720 – Adulti manico aperto	RP719 – Adulti brachiale