

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 09 – 26.06.2026	

RP724	Quadripode regolabile in altezza
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Quadripode base larga con manico chiuso antiscivolo, impugnatura anatomica. Interamente realizzato in alluminio leggero verniciato. Puntali antiscivolo in gomma morbida. Impugnatura in Polipropilene biocompatibile Regolabile in altezza da 74 a 96 cm.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	31116
Codice Classificazione EMDN - CND	Y120318
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.03.18.006
Codice Nomenclatore DPCM 12/01/2017	12.03.16.006
RDM	2369910
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tipo impugnatura	Anatomica manico chiuso
Numero di incrementi in altezza	10
Peso Max sopportabile	130 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Alluminio Tipo 6061-T4
Appoggio	Polipropilene
Puntale	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI	
Peso	640 g
Altezza	74 – 96 cm <i>Regolabile</i>
Base	31 x 25 x 26 cm
VARIANTI QUADRPODI	
RP724 – Adulti manico chiuso	RP723 – Adulti manico aperto
RP726 – Adulti base stretta	RP722 – Adulti brachiale