

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 07 – 26.06.2026	

RP731	Deambulatore pieghevole regolabile bambini
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Deambulatore fisso costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2.5 cm da 53 a 62,5 cm. Versione per bambini.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31118
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120603
Repertorio dei Dispositivi Medici	2729288
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.03.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Numero di incrementi in altezza	5
Peso Max supportabile	60 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Alluminio Diametro 22 mm
Impugnatura	Polipropilene
Puntali	Gomma Antiscivolo
PESO E DIMENSIONI	
Peso	1700 g.
Altezza	53 – 62,5 cm Regolabile
Base trapezoidale	40 x 38 x 48 Cm