

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

RP736	Deambulatore pieghevole con ruote da bambini
Destinazione d'uso	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato. Impugnature regolabili in altezza incremento massimo 12 cm, manopole imbottite, puntali in gomma antiscivolo	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31119
Codice di classificazione EMDN - CND	Y120606
Repertorio dei Dispositivi Medici	2429298
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.03.006
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	60 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Alluminio
Impugnatura	Polipropilene
Puntali	Gomma Antiscivolo
PESO E DIMENSIONI	
Altezza	41 – 60 Regolabile ogni 2,5 Cm
Base trapezoidale	50 x 55 x 44 Cm