

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 05 – 26.06.2026	

RP754S	Deambulatore regolabile in altezza con appoggio sottoascellare pieghevole.
--------	--

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole sottoascellare regolabile in altezza realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruiti in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti di mm 100 di cui 2 con freno, appoggio sottoascellare regolabile in altezza, profondità e larghezza. I deambulatori possono essere utilizzati con un sedile imbottito (optional).

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120612
Repertorio dei Dispositivi Medici	2422350
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.12.006

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Acciaio Verniciato
Appoggio sottoascellare	Poliuretano

PESO E DIMENSIONI								
Peso				11 Kg. ca				
Ruote				10 Cm				
MISURE								
							Spazio utile	
RP754S	47-62 cm	82-96 cm	97-111 cm	113-127 cm				
ACCESSORI								
RP757				Sedile				
RP759/1				Tavolino imbottito regolabile				
RV7115				Barre d'appesantimento				

Le misure sono da considerarsi come ingombri massimi e hanno una tolleranza di $\pm 0,5$ cm