

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

RP756A	Deambulatore con appoggio antibrachiale pieghevole.
---------------	--

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole antibrachiale realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruiti in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti di mm 100 di cui 2 con freno, appoggio antibrachiale regolabile in altezza con maniglie regolabili in profondità. I deambulatori possono essere utilizzati con un sedile imbottito (optional).

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>31120</i>
Codice di classificazione EMDN – CND	<i>Y120612</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>2369956</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.06.09.006</i>
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	<i>12.06.12.003</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportabile	<i>130 kg</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	<i>Acciaio Verniciato</i>
Appoggio antibrachiale	<i>Poliuretano</i>

PESO E DIMENSIONI								
Peso				11 Kg. ca				
Ruote				10 Cm				
MISURE								
							Spazio utile	
RP756A	72 cm	48 cm	82 cm	98 cm	109-146 cm	63 cm	interno 46 cm	130 kg
ACCESSORI								
RP757				Sedile				
RP759/1				Tavolino imbottito regolabile				
RV7115				Barre d'appesantimento				

Le misure sono da considerarsi come ingombri massimi e hanno una tolleranza di $\pm 0,5$ cm