

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 05 – 26.06.2026	

RP756T	Deambulatore con appoggio antibrachiale pieghevole.
---------------	--

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole antibrachiale realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruito in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti di mm 100 di cui 2 con freno, appoggio antibrachiale regolabile in altezza con impugnature regolabili in inclinazione e larghezza. I deambulatori possono essere utilizzati con un sedile imbottito (optional).

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120612
Repertorio dei Dispositivi Medici	2369956
Codice nomenclatore DM332/99	12.06.09.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.12.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Acciaio Verniciato
Appoggio antibrachiale	Poliuretano

PESO E DIMENSIONI								
Peso				11 Kg. ca				
Ruote				10 Cm				
MISURE								
RP756T Pieghevole							Spazio utile	
	79 cm	48 cm	82 cm	98 cm	101-135 cm	66 cm	interno 46 cm tavolino 42 cm	130 kg
ACCESSORI								
RP757				Sedile				
RP759/1				Tavolino imbottito regolabile				
RV7115				Barre d'appesantimento				

Le misure sono da considerarsi come ingombri massimi e hanno una tolleranza di $\pm 0,5$ cm