

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 06 – 26.06.2026

RP770	Ausilio per WC
Destinazione d'uso	
Ausilio per WC adatto a persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Ausilio per WC smontabile, regolabile in altezza, agevola il sedersi ed il sollevarsi del paziente. Struttura in alluminio anodizzato Ø 2,5 cm. Utile come ausilio per sedersi e alzarsi dal wc. Adattabile ad ogni tipo di WC. Gambe regolabili in altezza, puntali in gomma antiscivolo.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31058
Codice di classificazione CND - EMDN	Y091215
Repertorio dei Dispositivi Medici	1378187
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportato.	136 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio
Braccioli	Polietilene
DIMENSIONI	
 L: 54÷63 CM  P: 47 CM  H: 66÷77 CM	