

**RP779**      **Sedia multifunzione 4 funzioni in 1 pieghevole**
**Destinazione d'uso**

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Sedia multifunzione con Struttura in tubo di alluminio anodizzato con confortevole sedia in polietilene e puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2,5cm. Comprende quattro funzioni in una: rialzo stabilizzante per water, supporto per water, sedia comoda e sedile per doccia. Versione pieghevole.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	31058
<b>Codice di classificazione EMDN - CND</b>	Y091215
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	2544654
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	09.12.24.003
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	09.12.15.006

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max supportato.</b>	130 Kg
<b>Confezionamento</b>	Scatola di Cartone.

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	Alluminio
<b>Seduta</b>	PE stampato

**DIMENSIONI**

<b>Altezza braccioli</b>	Da 59 a 74 Cm
<b>Altezza seduta</b>	Da 42 a 58 Cm
<b>Base</b>	52 x 44-46 Cm