

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RP779	Sedia multifunzione 4 funzioni in 1 pieghevole
--------------	---

Destinazione d'uso

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Sedia multifunzione con Struttura in tubo di alluminio anodizzato con confortevole sedia in polietilene e puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2,5cm. Comprende quattro funzioni in una: rialzo stabilizzante per water, supporto per water, sedia comoda e sedile per doccia. Versione pieghevole.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31058
Codice di classificazione EMDN - CND	Y091215
Repertorio dei Dispositivi Medici	2544654
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.24.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.15.006

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	130 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Seduta	PE stampato

DIMENSIONI

Altezza braccioli	Da 59 a 74 Cm
Altezza seduta	Da 42 a 58 Cm
Base	52 x 44-46 Cm

