

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 06 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RP78x	Sedia multifunzione 4 funzioni in 1
-------	-------------------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Sedia multifunzione con Struttura in tubo di alluminio anodizzato con confortevole sedia in polietilene e puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2,5cm. Comprende quattro funzioni in una: rialzo stabilizzante per water, supporto per water, sedia comoda e sedile per doccia. Disponibile nelle versioni fissa, pieghevole e su ruote.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31058
Codice di classificazione CND	Y091215
Repertorio dei Dispositivi Medici	1512662 – 1512665 – 1512668 - 1512669
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.24.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.15.006
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	130 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Seduta	PE stampato

VARIANTI PRODOTTO

RP780 – Fisso	RP781 – Pieghevole
RP782 – Pieghevole su 4 ruote piroettanti	RP783 – Braccioli pieghevoli

DIMENSIONI

Codici	Portata max	Altezza braccioli	Altezza seduta	Base
RP780	130 kg	Da 66 a 76 cm	Da 45 a 55 cm	
RP781		Da 64 a 74 cm	Da 46 a 56 cm	
RP782		Da 64 a 74 cm	Da 47 a 57 cm	
RP783		Da 60 a 78 cm	Da 40 a 58 cm	