

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RP893	Imbracatura dorsale per metti in piedi
-------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

Imbracatura dorsale per il sostenimento di tutto il corpo inclusa la testa. Realizzato in Poliestere 100%, adatto anche a contatto con l'acqua. Cuciture in filo di Poliestere. Testata secondo la norma EN 10535. Disponibile anche in versione XL

Immagine del prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	40535
Codice Classificazione EMDN - CND	V0805038002
Repertorio Dispositivi Medici	2417193
Codice nomenclatore DM 332/99	12.36.03.103
Codice nomenclatore DPVM 12.01.2017	12.36.21.006
Norma tecnica di riferimento	EN 10535 e EN 1021-1/2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Materiale	100% Poliestere
Portata MAX	200 Kg

VARIANTI

RP893	Misura standard
RP893-XL	Misura XL

MISURE

RP893



RP893-XL

