


SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 23.10.2025	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP896	Imbracatura Pelvica per metti in piedi
<i>Destinazione d'uso</i>	
Dispositivo per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie	
Caratteristiche principali	
Imbracatura pelvica per il sostenimento di tutto il corpo da usare con metti in piedi. Realizzato in Poliestere 100%, adatto anche a contatto con l'acqua. Cuciture in filo di Poliestere.	
Immagine del prodotto	
	
RIFERIMENTI	
Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice GMDN	40535
Codice Classificazione EMDN - CND	V0805038002
Repertorio Dispositivi Medici	2417194
Codice nomenclatore DM 332/99	12.36.03.103
Codice nomenclatore DPVM 12.01.2017	12.36.21.006
Norma tecnica di riferimento	EN 10535 e EN 1021-1/2
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Materiale	100% Poliestere
Portata MAX	200 Kg

MISURE

