

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 07.09.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RP922	Pedaliera per riabilitazione
-------	------------------------------

Destinazione d'uso

La Pedaliera è destinata a persone con difficoltà motorie ed è indicato per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare degli arti superiori e inferiori.

Caratteristiche principali

Realizzata in acciaio verniciato. Dotata di 4 puntali in gomma antiscivolo, pedali con fasce fermapièdi, frizione regolabile. Utile per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35060
Codice di classificazione CND	Z120616
Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)	3076831
Conformità CE	MDR 2017/745

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
-----------------	--

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio Verniciato
Pedaline	Polipropilene

DIMENSIONI

Ingombro esterno	54 x 41 x 35,5 Cm
Altezza min. (pedali in posizione orizzontale)	28 Cm
Altezza max (pedali in posizione orizzontale)	35,5 Cm
Peso	2,2 Kg