

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RP926	Pedaliera per riabilitazione con display
--------------	---

Destinazione d'uso

La Pedaliera è destinata a persone con difficoltà motorie ed è indicato per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare degli arti superiori e inferiori.

Caratteristiche principali

Realizzata in acciaio verniciato. Dotata di 4 puntali in gomma antiscivolo, pedali con fasce fermapièdi, frizione regolabile. Dotato di display con indicazione del tempo e del numero di pedalate. Utile per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35060
Codice di classificazione CND	Y034899
Repertorio dei Dispositivi Medici	1784745

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
------------------------	--

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio Verniciato
Pedaline	Polipropilene

DIMENSIONI

Ingombro esterno	49 x 37 x 34 Cm
Altezza min. (pedali in posizione orizzontale)	27 Cm
Altezza max (pedali in posizione orizzontale)	34 Cm
Peso	2,3 Kg