

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO		Rev. 03 – 07.09.2026	Modulo STD
RP926	Pedaliera per riabilitazione con display		
Destinazione d'uso			
La Pedaliera è destinata a persone con difficoltà motorie ed è indicato per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare degli arti superiori e inferiori.			
Caratteristiche principali			
Realizzata in acciaio verniciato. Dotata di 4 puntali in gomma antiscivolo, pedali con fasce fermapièdi, frizione regolabile. Dotato di display con indicazione del tempo e del numero di pedalate. Utile per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare			
Immagine prodotto			
			
RIFERIMENTI FABBRICANTE			
Fabbricante	MORETTI S.P.A.		
Paese di produzione	CINA		
Classe di dispositivo	Classe I		
Codice di classificazione GMDN	35060		
Codice di classificazione CND	Z120616		
Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)	3076834		
Conformità CE	MDR 2017/745		
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.		
MATERIALI PRINCIPALI			
Struttura	Acciaio Verniciato		
Pedaline	Polipropilene		
DIMENSIONI			
Ingombro esterno	49 x 37 x 34 Cm		
Altezza min. (pedali in posizione orizzontale)	27 Cm		
Altezza max (pedali in posizione orizzontale)	34 Cm		
Peso	2,3 Kg		