

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RP928	Pedaliera per riabilitazione con impugnature
Destinazione d'uso	
La Pedaliera è destinata a persone con difficoltà motorie ed è indicato per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare degli arti superiori e inferiori.	
Caratteristiche principali	
Realizzata in acciaio verniciato. Dotata di 4 puntali in gomma antiscivolo, pedali con fasce fermapièdi, frizione regolabile. Dotato di impugnature. Utile per ristabilire la coordinazione e la massa muscolare	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35060
Codice di classificazione CND	Y034899
Repertorio dei Dispositivi Medici	2184362
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio Verniciato
Pedaline	Polipropilene
DIMENSIONI	
Ingombro base	41,5 x 54,5 Cm
Altezza impugnature	95 Cm
Peso	3,3 Kg