

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RP950	Pedaliera per riabilitazione meccanica attiva
Destinazione d'uso	
La Pedaliera è destinata a persone con difficoltà motorie e sono indicate per ristabilire e mantenere la coordinazione e la muscolatura degli arti superiori e inferiori.	
Caratteristiche principali	
Pedaliera meccanica attiva trasportabile attraverso la comoda maniglia. Funzionamento con 14 livelli di intensità. Display LCD per lettura dati. Pedali con fascia fermapiedi regolabili e ergonomici per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Pad in gomma antiscivolo. Manopola per regolazione. Sistema frenante indipendente dalla velocità. Completo di cinturino di fissaggio.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35060
Codice di classificazione CND – EMDN	Y0504
Repertorio dei Dispositivi Medici	2722398
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
Normative di riferimento	EN ISO 209571-1 / EN ISO 20957-5
Resistenza	Volano in plastica 0,5 Kg
Classe di utilizzo	Classe I - Professionale
Accuratezza	C
Tipo esercizio	Attivo
Tipo Batterie	AAA

MATERIALI PRINCIPALI						
Struttura			Acciaio Verniciato			
Pedaline			Polipropilene			
DIMENSIONI						
	 L:	 P:	 H:	H seduta da terra	 Kg	
RP950	40 cm	39 cm	30 cm	-	3.5 kg	-