

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RP951	Pedaliera per riabilitazione elettrica attiva / passiva
--------------	--

Destinazione d'uso

La Pedaliera è destinata a persone con difficoltà motorie e sono indicate per ristabilire e mantenere la coordinazione e la muscolatura degli arti superiori e inferiori.

Caratteristiche principali

Pedaliera elettrica attiva / passiva. Motore elettrico con 15 livelli di intensità (9 passivi + 6 attivi). Display LCD. Pedali con fascia fermapièdi regolabili e ergonomici per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Pad in gomma antiscivolo. Telecomando in dotazione. Sistema frenante indipendente dalla velocità. Completo di cinturino di fissaggio.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35060
Codice di classificazione CND – EMDN	Y0504
Repertorio dei Dispositivi Medici	2722402

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
Normative di riferimento	EN ISO 209571-1 / EN ISO 20957-5
Resistenza	Elettrica
Classe di utilizzo	Classe I - Professionale
Accuratezza	C
Tipo esercizio	Attivo / Passivo
Tipo Batterie	CR2025 per telecomando
Alimentazione	220V – 50 Hz

MATERIALI PRINCIPALI						
Struttura			Acciaio Verniciato			
Pedaline			Polipropilene			
DIMENSIONI						
	 L:	 P:	 H:	H seduta da terra	 Kg	
RP951	49 cm	40 cm	30 cm	-	4.5 kg	-