

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

Modulo **STD**

Rev. 02 – 26.06.2026

RP956

Cyclette recline per riabilitazione magnetica attiva ad accesso facilitato

Destinazione d'uso

La Pedaliera è destinata a persone con difficoltà motorie e sono indicate per ristabilire e mantenere la coordinazione e la muscolatura degli arti superiori e inferiori.

Caratteristiche principali

Pedaliera tipo cyclette magnetica attiva. Funzionamento con 8 livelli di intensità. Display LCD per lettura dati. Sensori per la rilevazione del battito cardiaco. Pedali con fascia fermapiedi regolabili. Piedini in plastica regolabili. Seduta regolabile in profondità. Manopola di regolazione. Sistema frenante indipendente dalla velocità. Ruotine per lo spostamento.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35060
Codice di classificazione CND – EMDN	Y0504
Repertorio dei Dispositivi Medici	3020938

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
Normative di riferimento	EN ISO 209571-1 / EN ISO 20957-5
Resistenza	Volano in ferro 3 Kg
Classe di utilizzo	Classe I - Professionale
Accuratezza	B
Tipo esercizio	Attivo
Tipo Batterie	AAA

MATERIALI PRINCIPALI						
Struttura			Acciaio Verniciato			
Pedaline			Polipropilene			
DIMENSIONI						
	 L:	 P:	 H:	H seduta da terra	 Kg	
RP956	122-142 cm	58 cm	110 cm	51 cm	24 kg	120 kg