

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RS450	Reggi cuscino con fasce elastiche
--------------	--

Destinazione d'uso

I reggi cuscini MOPEDIA sono destinati a persone che permangono a lunghe degenze letto, ed utilizzabili sia in ambito ospedaliero che domiciliare.

Caratteristiche principali

Reggi Cuscino in acciaio verniciato con bande elastiche regolabile in 6 posizioni di inclinazione.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione CND	V0880
Repertorio dei Dispositivi Medici	2198312

DIMENSIONI

Larghezza	63 Cm
Altezza	44 Cm

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Bande elastiche	Nylon