

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

RS810	Sedile per vasca da bagno
Destinazione d'uso	
Ausilio per facilitare la seduta di persone disabili o con difficoltà motorie durante le operazioni di pulizia in bagno	
Caratteristiche principali	
Sedile per vasca in plastica antiscivolo con maniglia e fori per l'acqua. Regolabile in larghezza per una maggiore adattabilità.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34936
Codice di classificazione CND	Y093303
Repertorio dei Dispositivi Medici	1378177
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	160 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Sedile	Polietilene
DIMENSIONI	
Larghezza	70 Cm
Profondità	31,5 Cm
Altezza	18 Cm
Peso	3,1 Kg
Le misure si riferiscono alle dimensioni di massimo ingombro	