

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

RS817	Sedile rotondo per bagno
Destinazione d'uso	
Ausilio per facilitare la seduta di persone disabili o con difficoltà motorie durante le operazioni di pulizia in bagno	
Caratteristiche principali	
Sedile da bagno e/o doccia, costruito in alluminio anodizzato, sedile in polietilene, materiali interamente antiruggine. Puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34936
Codice di classificazione CND	Y093303
Repertorio dei Dispositivi Medici	1378154
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	110 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio anodizzato
Sedile	Polietilene
Puntali	Gomma Antiscivolo

DIMENSIONI	
Larghezza	35 Cm
Profondità	35 Cm
Seduta	31 Cm – Rotonda
Altezza Seduta	36 – 53,5 Cm
Peso	1,5 Kg
<i>Le misure si riferiscono alle dimensioni di massimo ingombro</i>	