

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b> | Modulo <b>STD</b>    |
|                                      | Rev. 02 – 26.06.2026 |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>RS822</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Sedia per doccia pieghevole</b>         |
| <b>Destinazione d'uso</b>                                                                                                                                                                                       |                                            |
| Ausilio da bagno e/o doccia per seduta.                                                                                                                                                                         |                                            |
| <b>Caratteristiche principali</b>                                                                                                                                                                               |                                            |
| Sedile da bagno e/o doccia pieghevole, costruito in alluminio verniciato, sedile in polietilene, materiali interamente antiruggine. Regolabile in altezza ogni 2,5 Cm. Seduta con foro ad U. 4 ruote con freno. |                                            |
| <b>Immagine prodotto</b>                                                                                                                                                                                        |                                            |
|                                                                                                                               |                                            |
| <b>RIFERIMENTI FABBRICANTE</b>                                                                                                                                                                                  |                                            |
| <b>Fabbricante</b>                                                                                                                                                                                              | MORETTI S.P.A.                             |
| <b>Paese di produzione</b>                                                                                                                                                                                      | CINA                                       |
| <b>Classe di dispositivo</b>                                                                                                                                                                                    | Classe I                                   |
| <b>Codice di classificazione GMDN</b>                                                                                                                                                                           | 34936                                      |
| <b>Codice di classificazione CND</b>                                                                                                                                                                            | Y091203                                    |
| <b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>                                                                                                                                                                        | 2735829                                    |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                                                                                                                                                                 |                                            |
| <b>Peso Max sopportabile</b>                                                                                                                                                                                    | 120 kg                                     |
| <b>Seduta</b>                                                                                                                                                                                                   | 41 x 41 Cm                                 |
| <b>Altezza seduta</b>                                                                                                                                                                                           | 47 – 57 Cm                                 |
| <b>Confezionamento</b>                                                                                                                                                                                          | Polietilene stampato / Scatola di Cartone. |
| <b>MATERIALI PRINCIPALI</b>                                                                                                                                                                                     |                                            |
| <b>Struttura</b>                                                                                                                                                                                                | Alluminio verniciato                       |
| <b>Sedile</b>                                                                                                                                                                                                   | Polietilene                                |

**DIMENSIONI**

**\*DIMENSIONI:**



**L: 51 CM**



**P: 55 CM**



**H: 96÷106 CM**

**SEDUTA:**

**41 X 41 X H47÷57 CM**

**ALTEZZA DEI BRACCIOLI  
DALLA SEDUTA:**

**19 CM**



**PORTATA MASSIMA: 120 KG**

**\* LE MISURE SI RIFERISCONO ALLE DIMENSIONI DI MEDIO INGOMBRO**