

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 06 – 26.06.2026

RS826	Sedile per bagno pieghevole su piedini
Destinazione d'uso	
Ausilio da bagno e/o doccia per seduta.	
Caratteristiche principali	
Sedile da bagno e/o doccia pieghevole, costruito in acciaio verniciato, sedile in polietilene, materiali interamente antiruggine. Regolabile in altezza. Puntali in gomma antiscivolo	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34936
Codice di classificazione EMDN – CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	2966490
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	136 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio verniciato
Sedile	Polietilene
Puntali	Gomma Antiscivolo
DIMENSIONI	
*Dimensioni: Seduta:  L: 53 cm  P: 54 cm  H: 90÷101 cm Altezza dei braccioli dalla seduta: 40 x 40 x h49÷60 cm Altezza dei braccioli dalla seduta: 15 cm	