

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 06 – 17.05.2021	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS827-9	Sedile per bagno
---------	------------------

Destinazione d'uso

Ausilio da bagno e/o doccia per seduta.

Caratteristiche principali

Con struttura in alluminio anodizzato, seduta e schienale (dove presente) in HDPE (polietilene ad alta densità). Regolabili in altezza per una maggiore adattabilità. Puntali in gomma antiscivolo. Montaggio senza attrezzi.

Immagine prodotto



Versione
RS827



Versione
RS829

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34936
Codice di classificazione CND	Y093303
Repertorio dei Dispositivi Medici	RS827,1378158 - RS829,1378163

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di incrementi in altezza	8
Peso Max supportabile	136 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone con maniglia.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio anodizzato
Sedile	Polietilene HDPE
Puntali	Gomma Antiscivolo

VARIANTI					
RS827 – Senza Schienale			RS829 – Con Schienale		
DIMENSIONI					
RIFERIMENTI	DIMENSIONE E PESO*				
Codici prodotto	 L:	 P:	 H:		Seduta
RS827			45÷64 cm		
RS829	46 cm	46 cm	74÷93 cm	136 Kg	51 x 31 x h45÷64 cm

(*) Le misure si riferiscono alle dimensioni di massimo ingombro