

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RS841	Sedile comoda da doccia
Destinazione d'uso	
Ausilio da doccia per seduta e wc.	
Caratteristiche principali	
Con struttura in alluminio anodizzato, seduta e schienale in PE e PVC con imbottitura rimovibile (solo seduta). Regolabile in altezza per una maggiore adattabilità. Seduta con foro centrale. Puntali in gomma antiscivolo. Montaggio senza attrezzi. Completa di secchio con manico.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34936
Codice di classificazione EMDN - CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	2293693
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Numero di incrementi in altezza	6
Peso Max sopportabile	100 kg
Altezza degli incrementi	3 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio anodizzato
Sedile	Polietilene PE - PVC
Puntali	Gomma Antiscivolo

DIMENSIONI								
 L:	 P:	 H:	Seduta	Altezza seduta da terra	Altezza del bracciolo dalla seduta			
55 cm	44 cm	Regolabile ogni 3 cm 76÷89 cm	L: 46 x P:43	Regolabile ogni 3 cm H: 41÷53 cm	H: 23 cm	5,1 Kg	100 Kg	

(*) Le misure si riferiscono alle dimensioni di massimo ingombro