

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 06 – 26.06.2026

RS846	Sedia per doccia e WC
<i>Destinazione d'uso</i>	
Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Sedia per doccia e WC leggera e versatile. Struttura interamente in alluminio verniciato con vernice epossidica. Seduta, schienale e braccioli in PU (poliuretano) morbido. Seduta con apertura centrale per consentire l'utilizzo del secchio. Regolabile in altezza. Braccioli ribaltabili. Pedane estraibili, regolabili in altezza e girevoli. Poggiatesta regolabile in altezza. Cinturino fermapiè.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	40539
Codice di classificazione CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	2952978
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.006
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportato.	136 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio
Seduta	Poliuretano

DIMENSIONI												
Misure in cm												
RS846-40							40		43			
RS846-46	85	44,5	97÷99	75÷77	50	40÷55	46	47÷49	49	14 kg	12	12
RS846-50							50		53			