

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 07 – 26.06.2026	

RS847	Sedia per doccia e WC ad autospinta
--------------	--

Destinazione d'uso

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Sedia per doccia e WC leggera e versatile. Struttura interamente in alluminio verniciato con vernice epossidica. Seduta, schienale e braccioli imbottiti in PU (poliuretano) morbido. Seduta con apertura centrale per consentire l'utilizzo del secchio. Braccioli ribaltabili. Pedane estraibili, regolabili in altezza e girevoli. Poggiapiedi regolabile in altezza. Cinturino fermapiedi. Versione ad autospinta

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	40539
Codice di classificazione CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	2952982
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.012
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	136 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Seduta	Poliuretano

DIMENSIONI												
Misure in cm												
RS847-40	101	44,5	97÷99	75÷77	50	40÷55	40	47÷49	45	17 kg	60	12
RS847-46							46		51			
RS847-50							50		55			