

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 20.10.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS848	Sedia per doccia e WC
-------	-----------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Sedia per doccia e WC leggera e versatile. Struttura interamente in alluminio verniciato con vernice epossidica. Seduta e schienale PU (poliuretano) morbido. Seduta con apertura per consentire l'utilizzo del secchio. Pedana ribaltabile.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	40539
Codice di classificazione CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	1853326
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	03.12.03.006
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	136 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI												
Struttura	<i>Alluminio</i>											
Seduta e schienale	<i>Poliuretano</i>											
DIMENSIONI												
Misure in cm												
RS848-46	85	44,5	97÷99	75÷77	50	40÷55	46	47÷49	49	15 kg	12	12

Le misure possono variare di +/- 0,5 cm