

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b> | Modulo <b>STD</b>    |
|                                      | Rev. 03 – 26.06.2026 |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>RS848</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sedia per doccia e WC</b>               |
| <b>Destinazione d'uso</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione                                                                                                                                                                  |                                            |
| <b>Caratteristiche principali</b>                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| Sedia per doccia e WC leggera e versatile. Struttura interamente in alluminio verniciato con vernice epossidica. Seduta e schienale PU (poliuretano) morbido. Seduta con apertura per consentire l'utilizzo del secchio. Pedana ribaltabile. |                                            |
| <b>Immagine prodotto</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
|                                                                                                                                                           |                                            |
| <b>RIFERIMENTI FABBRICANTE</b>                                                                                                                                                                                                               |                                            |
| <b>Fabbricante</b>                                                                                                                                                                                                                           | MORETTI S.P.A.                             |
| <b>Paese di produzione</b>                                                                                                                                                                                                                   | CINA                                       |
| <b>Classe di dispositivo</b>                                                                                                                                                                                                                 | Classe I                                   |
| <b>Codice di classificazione GMDN</b>                                                                                                                                                                                                        | 40539                                      |
| <b>Codice di classificazione CND</b>                                                                                                                                                                                                         | Y091203                                    |
| <b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>                                                                                                                                                                                                     | 1853326                                    |
| <b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>                                                                                                                                                                                                         | 09.12.03.003                               |
| <b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>                                                                                                                                                                                                   | 03.12.03.006                               |
| <b>Norma tecnica di riferimento</b>                                                                                                                                                                                                          | UNI EN 12182                               |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| <b>Peso Max supportato.</b>                                                                                                                                                                                                                  | 136 Kg                                     |
| <b>Confezionamento</b>                                                                                                                                                                                                                       | Polietilene stampato / Scatola di Cartone. |

| MATERIALI PRINCIPALI |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Struttura            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Alluminio                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Seduta e schienale   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Poliuretano                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| DIMENSIONI           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Misure<br>in cm      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RS848-46             | 85                                                                                | 44,5                                                                              | 97÷99                                                                             | 75÷77                                                                             | 50                                                                                | 40÷55                                                                             | 46                                                                                | 47÷49                                                                               | 49                                                                                  | 15 kg                                                                               | 12                                                                                  | 12                                                                                  |

Le misure possono variare di +/- 0,5 cm